

Lieu : ZONE A RISQUE Service :	PRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE + LECTURE PAR ECOUVILLONNAGE	FP /PREL+CON-ECOUV
		Date : 06/12/2013

OBJET: vérifier l'efficacité de la désinfection par écouvillonnage.

DOMAINE D'APPLICATION : toutes surfaces

QUAND : 15 mn après leur bionettoyage ou désinfection

QUI : agent de propreté, agent de stérilisation, agent spécialisé en bionettoyage....

MATERIEL :

- 1 écouvillon stérile + 1 tube plastique avec milieu de culture rouge
- Stylo à encre permanente
- Etuve à +37°C

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT PAR ECOUVILLONNAGE

1- procéder au lavage simple des mains ou à l'aide d'un savon hydro-alcoolique.

2 – Passer l'écouvillon stérile sur la surface à tester en effectuant 3 passages : le premier horizontalement, le deuxième verticalement et le troisième en diagonale en tournant entre chaque passage l'écouvillon d'un tiers de tour

3 – Placer l'écouvillon dans le tube stérile

4 – Noter avec le stylo permanent sur le tube plastique:

- la date, l'heure
- Le lieu de prélèvement et le moment.
- le nom de la personne

5 –Refermer le tube et le placer dans l'étuve à +37°C pendant 10 h.

PROTOCOLE DE LECTURE DE L'ECOUVILLON

1 – Après la période d'incubation de 10 h, sortir l'écouvillon de l'étuve et, sans ouvrir, observer la couleur du milieu.

2 –Selon le temps d'incubation et la couleur du milieu nutritif, retrouver le résultat de la désinfection dans le tableau ci-dessous :

Couleur milieu nutritif Temps d'incubation	« rouge »	légèrement jaune (plus de rouge que de jaune)	« moitié jaune – moitié rouge»	« jaune »
< à 6 heures	-	Très sale	Très sale	Très sale
< à 10 heures	-	Sale	Très sale	Très sale
> à 10 heures	Ultra-propre	Propre	Sale	Très sale

3 – A l'aide du tableau ci-dessous, retrouver la qualité du bionettoyage en fonction du résultat de l'écouvillonnage :

RÉSULTAT de la boîte	Ultra-propre - propre	Sale – très sale
QUALITÉ du bionettoyage	CONFORME	NON CONFORME

4 - Indiquer la qualité du nettoyage et de la désinfection dans la fiche de suivi contrôle qualité microbiologique des surfaces.